

ERMA

# アルマ血球分類計算器

BLOOD CELL CALCULATOR F410N

## F410N

Cat.No.01-970-0



ERMA INC.

# アルマ血球分類計算器 BLOOD CELL CALCULATOR F410N



## 特長 FEATURES

- 目的に応じ、登録項目の中から任意に12項目を選択できます。
  - プリンタ内蔵でよりコンパクトです。
  - 各項目の変更及びプリンタ打ち出し順の変更が自由に行えます。
  - 合計(TOTAL)に入らないキーの設定位置も変えられます。
  - 合計の設定が100以外にもできます。
  - 合計が設定数に達した場合に、自動プリントができます。
  - プリント中にも計数動作が行えます。
  - 各項目は3桁表示で、パーセント表示も行えます。
  - RS232C接続端子が装備されています。
  - 耐久性に優れ価格も低廉です。
- 12 options from the parameter table on upper right are selectable as your demands.
- The F410N is a compact and space-saving electronic differential counter with a built-in printer.
- The items can be printed out in the desired order.
- The keys can be programmed for counting/identifying items.
- Total count can be set to 100 or more.
- When the count reaches the set value, an automatic printout can be obtained.
- The counting continues even while the results are being printed.
- Each item is displayed in 3 digits as well as in percentage.
- RS232C output is equipped in F410N and can be easily interfaced to any standard IBM or IBM compatible computer.

## 標準設定項目 Standard Parameters

BAS, MBL, EBL, MYE, EOS, STA, SEG, LYM, MON, PRO, META, ATY-LY

## 登録項目

Parameter Table (registered)

PROM, STAB, LYMPH, BASO, EOSINO, MONO, ALY, A-LY, ATL, AT-LYM, BAN, BAND, BLA, GRA, GRANULO, JUG, LBL, MET, MYELO, NEU, NEUTRO, PLA, PLASMA, SEGMENT, SEG-1, SEG-2, SEG-3, SEG-4, SEG-5, ELSE, MACRO, MEGA, ERYTHRO, ERY, POL, POLY, RET, ORTHO

## ■定格

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz                |
| 寸法 | 幅120×奥行230×高さ50mm<br>(ホルダー部分含まない) |
| 重量 | 約0.5kg                            |

## ■付属品

|         |      |
|---------|------|
| 取扱い説明書  | 1部   |
| ACアダプター | 1個   |
| 感熱紙     | 1巻   |
| ロールホルダー | 1セット |
| キー・シール  | 1セット |

## ■SPECIFICATIONS

|              |   |
|--------------|---|
| Power Supply | AC100/220V±10%<br>50/60Hz<br>(Using AC Adaptor) |
| Dimensions   | 120(W)×230(D)×50(H)mm<br>(The main body only)   |
| Weight       | Approx. 0.5kg<br>(The main body only)           |

## ■Accessories

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| AC adaptor                           | 1 pc.  |
| Roll holder                          | 1 pair |
| Thermal printing paper 58(W)mm x 25m | 1 roll |
| Key seal                             | 1 set  |
| Operation manual                     | 1 copy |

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 Specifications subject to change without notice for improvement.

**ERMA INC.**  
TOKYO JAPAN



**アルマ販売株式会社**

本 社 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-6  
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-26

福岡営業所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-6-17(舞鶴ビル)

URL <http://www.ema.co.jp/>

代理店

040450KB